

**LES APPAREILLAGES**  
**Les accessoires**

**FICHE N°6**

**Union  
d'Associations Françaises  
de Stômisés**

## 6. Les accessoires

Il existe différents types d'accessoires qui peuvent accompagner la prise en charge de votre stomie et de vos soins quotidiens.

- **Le spray de retrait** : permet de décoller la poche en douceur. Il est remboursé depuis 2021.



- **La poudre** : cela ressemble à du talc mais ce n'en est pas. Elle permet de capter l'humidité, elle s'utilise sur peau lésée. Elle se saupoudre sur les zones humides. Il convient d'enlever sans frotter le surplus avec une compresse sèche sinon l'appareillage n'adhérera pas. Attention elle n'est pas cicatrisante pour la plupart, cependant en permettant une meilleure tenue aide à cicatriser. Ainsi, elle est contre indiquée en cas de peau saine.



- **La pâte avec alcool ou sans alcool** : c'est le « joint de silicone » de la stomie. Elle permet d'assurer une étanchéité et de protéger la peau péristomiale. La pâte peut se positionner soit sur le support soit sur la peau directement. L'application de pâte avec alcool peut être douloureuse en cas de lésions cutanées mais la sensation de brûlure s'estompe normalement rapidement (du fait de la présence d'alcool). L'avantage c'est qu'elle est délitée moins vite au contact des selles que celle sans alcool. Chez l'enfant, il est impératif d'utiliser seulement la pâte sans alcool. La pâte peut s'utiliser sur peau lésée mais dans ce cadre-là, il est préférable d'utiliser de la pâte sans alcool.

**NB Les pates sans alcool : Coloplast, Eakin et B-Braun.**



**Astuce : Elle se travaille plus facilement avec un doigt humide ou une compresse humide.**

## 6. Les accessoires

- **Les anneaux de pâte** : c'est de la pâte en version « pâte à modeler ». Ils servent à prévenir les fuites et assurer une étanchéité, différentes tailles et épaisseur selon les laboratoires. Ils se positionnent au ras de la stomie ou sur le support selon le maintien et votre dextérité.



- **Les renforts adhésifs** : ils permettent d'éviter le décollement prématuré et/ou renforcer le maintien dans certaines circonstances. Cependant, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez plus de surface adhésive sur la peau que cela va moins fuir car la fuite vient de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire la majorité du temps.



- **Les ceintures** : elles assurent un maintien supplémentaire sur le ventre. Elles permettent de bien plaquer l'appareillage à la peau surtout si l'appareillage est convexe. Elle se fixe sur des œillets placés sur le support soit sur la poche selon les marques.

