

## LES APPAREILLAGES

**Support plat ou convexe,  
pour quel type de stomie ?**

## FICHE N°3

**Union  
d'Associations Françaises  
de Stomisés**

### 3. Support plat ou convexe, pour quel type de stomie ?

#### Support plat ou poche 1 pièce plane

- Pour stomie bien ourlée c'est-à-dire bien « bombée »
- Plus souple que le convexe
- Si la stomie est bien ourlée mais qu'il y a des fuites, un support convexe est mieux adapté



#### Support convexe ou 1 pièce convexe

- Pour stomie plane ou invaginée (qui est en dessous du niveau de la peau)
- Permet de faire « ressortir » la stomie par action mécanique
- Plusieurs tailles de convexité (Plus c'est profond, plus c'est rigide)
- Attention, ne pas utiliser en post opératoire immédiat (risque de désinsertion), seul le convexe souple peut être mis (vous rapprocher de l'infirmier(ère) stomathérapeute)
- Surveillance importante : plus grand risque d'escarre, d'éventration
- Possibilité de rajouter un anneau convexe pour une convexité plus souple : plusieurs tailles, attention à la pose coté plat sur le support, coté incurvée sur la peau du patient

